

Gäller artikel: 091188069



Dessa glidlakan är tillverkade i lättviktsmaterial, vilket gör dem lättarbetade både för personal och brukare. På grund av den låga friktionen minskar behovet av styrka för att förflytta brukarna. Det är en fördel om två personer samarbetar.


1. Före överflyttningen

Börja med att kontrollera att rullstol, duschsäng m.m. är låst. Och som vid all förflyttning, måste personal och brukare veta innan förflyttningen görs vart och hur överflyttningen är tänkt, för att undvika fallskador. Det är också bra att räkna ner när man genomför flyttningen.

2. Att lägga glidlakanet under brukare


Sängen ska vara plan/platt och i rätt arbetshöjd och ta bort kudden. Vik glidlakanet ungefär på mitten på längden, men så att den gröna sidan är uppåt och en flik bildas mellan kanterna. Glidytan är på undersidan av lakanet, den är gul.

Lägg sedan glidlakanet på vänster sida om brukaren från huvudet till fötterna. Lyft huvudet eller be brukaren att hjälpa till, skjut in glidlakanet under huvudet ner till nacken. Lyft sedan ben och fötter och skjut in glidlakanet från vänster till höger ända upp till rumpan. Personalen till vänster lägger sedan en hand på brukarens axel och höft och rullar brukaren mot sig. Personalen på höger sida kan då dra fram glidlakanet mot sig. Glidlakanet ligger nu över hela sängen och brukaren på rygg.




3. Vända brukaren i sängen

För att vända brukaren mot personalen till vänster, och inte för nära sängkanten/grinden drar personalen på vänster sida glidlakanet emot sig tills brukaren är nära personalen på höger sida. Sedan drar personalen på höger sida försiktigt glidlakanet lite uppåt och emot sig. Då kommer brukaren att ligga på sidan och personalen på höger sida har ett större utrymme att arbeta på.



4. Flytta brukaren uppåt/nedåt

Sängen måste vara plan/platt och ta gärna bort kudden. Personalen drar i sidorna på mitten av glidlakanet, uppåt mot huvudändan tills brukaren har kommit i önskat läge. Och motsatt för att flytta brukaren nedåt.



5. Ta bort glidlakanet efter användning

Skjut in långsidorna på glidlakanet under brukaren från både höger och vänster. Lyft sedan huvudet och skjut ner glidlakanet till nacken, lyft sedan ben och fötter och skjut upp glidlakanet till rumpan. Lägg sedan en hand på axeln och en på höften och rulla brukaren mot personalen på ena sidan, personalen på andra sidan drar försiktigt ut draglakanet. **OBS! dessa glidlakan är inte tillverkade för att ligga kvar under brukaren, efter förflyttning eller lyfta/bära brukaren i.**