

SUPPLITO SUPPLITO TWINTOP



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss. Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. De innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel. Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och användning. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst. Förstorade format för synskadade kan visas. Blinda användare måste instrueras av sin vårdare. Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Konformitetsförklaring

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämmamed EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt åtagande utgår från en livslängd på fem år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.

Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags bestämning av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt



1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick.

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör och reservdelar, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt. Förlitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

Produktens olika delar



SUPPLITO

1. Bordsskiva med anslutningsrör
2. Bordsstöd
3. 2 x stjärnskruv
4. L stång
5. Bas med hjul



SUPPLITO TWINTOP

1. TwinTop bordsskiva
2. Underrede av stålror (förmonterade)
3. L-stång (för montering av bordsskiva 60x40cm)

Indikation | Kontraindikation

INDIKATION:

Service- och sidobordet kan användas i kombination med en patient- eller sjukhussäng. Den är avsedd för såväl användare som patienter och vårdbehövande som ett värdefullt hjälpmedel, till exempel vid kroppsvård, när man äter och dricker i sängen eller även vid terapeutiska åtgärder.

KONTRAIKATION:

Personer med avsevärt begränsade kognitiva förmågor bör endast använda tjänsten och sidobordet under övervakning.

Omfattning av leverans– SuppliTo twinTop

1 x	Twintop bordsskiva 60 x 40 cm
1 x	Twintop bordsskiva 20 x 40 cm
1 x	Basram gjord av stålror (förmonterad)
1 x	L stång (för montering av bordsskivan)
3 x	Fästskruv
1 x	Användningsinstruktion

Omfattning av leverans – SuppliTo

2 x	Basram med hjul
1 x	L stång
1 x	L-stång för bordsskiva
1 x	Bordsskiva
2 x	Fästskruv
2 x	sexkantsskruv med bricka
1 x	Spiralfjäder
1 x	hylsnyckel
1 x	Användningsinstruktion

Säkerhetsföreskrifter

- Före montering, kontrollera leveransinnehållet, särskilt monteringsmaterialet.
- Kontrollera regelbundet produktens stabilitet och hållbarhet och, i förekommande fall, skruvarnas säkra passform!
- Den maximala centrala belastningen på service- och sidobordet på 10 kg i horisontellt läge måste följas!
- Använd inte service- och sidobordet för att hjälpa till att resa dig från liggande position!
- Luta eller stöd dig inte på service- och sidobordet! När det står stilla, säkra alltid bromshjulen.
- Använd endast av barn under uppsikt av vuxen – risk för klämning och tippning!
- Låt inte heta föremål komma i kontakt med bordsskivan!

Montering – SuppliTo

Fäst båda baserna med hjul (5) med L-stången (4). Se till att fötterna är monterade på korrekt markerade platser (A till A, B till B, C till C och D till D).

Skjut in bordsskivans stöd (2) i den vertikala delen av L-stången (4).

Montera den svarta stjärnskruven (3) i det medföljande gängade hålet och dra åt stjärnskruven för höjdjustering.

För spiralfjädern över bordsskivans anslutningsrör. Skjut bordsskivan med anslutningsrör (1) horisontellt på bordsskivans stöd (2) och dra åt med stjärnskruven (3).

Montering – SuppliTo twinTop

Service- och sidobordet SuppliTo twinTop levereras redan delvis monterat.

Anslut L-stången (3) till basramen (2), fixera den med stjärnskruven. För bordsskivan 60 x 40 cm över L-stången, fixera den med stjärnskruven. Skjut in bordsskivan 20 x 40 cm motsatt i L-stången, fixera den med stjärnskruven.

Justera vinkelen på bordsskivan

SuppliTo

För att ändra lutningsvinkeln, lossa stjärnskruven med ena handen genom att rotera moturs och med din andra hand, justera lutningsvinkeln efter önskemål. Dra sedan åt stjärnskruven igen genom att vrida den medurs.

SuppliTo twinTop

För att ändra lutningsvinkeln, släpp justeringsspaken med ena handen och justera lutningsvinkeln med den andra handen. Lutningsvinkeln kan justeras i 7 olika lägen.

Höjdjustering av bordsskivan

SuppliTo

Bordsskivans höjd kan ställas in steglöst mellan 72 och 116 cm. För att justera höjden, lossa **stjärnskruven** genom att vrida den moturs.

Dra mittstången uppåt eller nedåt till önskad höjd och säkra denna position genom att vrida stjärnskruven medurs.

SuppliTo twinTop

Höjden på bordsskivan kan justeras i 10 lägen mellan 71 och 93 cm. För att justera höjden, lossa stjärnskruven genom att vrida den moturs.

Dra ut fixeringsspaken och justera bordsskivan till önskad höjd. Låt nu fixeringsspaken klicka på plats i inställt läge. Säkra dessutom denna position genom att dra åt startskruven medurs.

Säkra stående position

Säkra service- och sidobordet genom att använda foten för att säkra bromshjulen genom att trycka ner bromsen.

Rengöring | Underhåll

Service- och sidobordet kan rengöras och desinficeras manuellt. För att göra det, använd ett hushållsrengöringsmedel och en fuktig trasa. För desinfektion, använd ett desinfektionsmedel med max 50% alkohol

Service- och sidobordet kräver inget speciellt underhåll.

Teknisk specifikation

Produkt	SuppliTo	SuppliTo twinTop
Vit	860000001	860000002
Träimitation	860000003	860000004
HMV (medical aids register) no.	50.45.04.0025	50.45.04.0024
Längd bordsskiva	60 cm	60 and 40 cm
Bredd bordsskiva	40 cm	40 and 20 cm
Total längd	62 cm	82 cm
Total bredd	40 cm	40 cm
Höjdjustering	72 - 116 cm	71 - 93 cm
Vinkling av skiva	0-90° fritt	0-55° in 7 lägen
Material	Stålstomme, bordsskiva i trä (plastbelagd)	Stålstomme, bordsskiva i trä (plastbelagd)
Maximal central belastning av bordsskivan	10 kg	10 kg