



Mowbray Lite Plus Toalettram



Hygienprodukter

N53909

Produktbeskrivning och avsett användande

För att hjälpa dem som har svårt att sätta sig eller resa sig från en vanlig toalett. Höjd och bredd justerbara för att passa en mängd olika användare. En ränna är inbyggd i sätesdesignen för att förenkla behoven vid toalettbesök samt förbättra hygien.

Funktioner

- Vadderade armstöd ger extra komfort.
- Slät och formad platsits ger extra komfort och lårstöd.
- Armarna sträcker sig framåt för att ytterligare underlätta upp- och sänkingsrörelsen.
- Sätelocket förbättrar hygien och estetiken.
- Halkfria doppskor ger stabilitet.



Teknisk Specifikation

Dimensioner (mm)

- Sitthöjd: 450 — 560
- Sittbredd X Djup: 406 X 450
- Sitsöppning: 260 X 220
- Ramhöjd: 680 — 790
- Bredd mellan armstöden: 490 — 615
- Golvyta max: 675 X 585
- Golvyta min: 550 X 543 (21½" X 21)
- Max brukarvikt: 190Kg
- Produktens vikt: 6.3kg

Installationsinformation: *(Obs: för detaljerad information se användarinstruktionerna)*

- Denna produkt levereras plattförpackad och kräver montering innan användning.
- Monteringstiden är cirka 5 minuter.
- Inga specialistverktyg eller färdigheter krävs.
- Den kan justeras för höjd och bredd för att passa den individuella användaren.

N53909 Toalettram Mowbray Lite Plus

Säkerhetsåtgärder

- Överskrid inte den maximala användarvikten på 190 kg.
- Försök inte att stå eller klättra på produkten.
- Se till att alla ben är inställda på samma höjd för att undvika gungning.

Rengörning

- Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.
- Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och göra garantin ogiltig.
- För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.
- Låt alltid produkten torka helt före användning/förvaring.

Skötsel & Underhåll

- Kontrollera att alla fästklämmor är korrekt insatta och att det inte finns några överdrivna rörelser.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på hylsornas skick.
- Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.

Tillbehör / relaterade produkter

- F11572 Golvfixeringssats
- F17938 Doppskor

Vanliga frågor

- Kan du sitta på produkten med locket nere?

Ja, sätet och locket har testats för att klara den maximala användarvikten 190 kg.

- Kan den användas på alla toaletter?

Ja, sitsen är justerbar i höjd och bredd och den har en kortare ränna vilket gör den mer lämpad för moderna toaletter.