

F20524

Duschpall med sidohandtag



Säkerhetsföreskrifter



Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

1. AVSEDD ANVÄNDNING

Duschpallen med handtag är avsedd att användas i badrum eller dusch, för att ge en stabil sittyta för användare med nedsatt rörlighet som inte kan stå under långa stunder.



2. SÄKERHET

Varning: Den maximala användarvikten får inte vara mer än 160 kg.

Försök inte att stå eller klättra på produkten. Se till att alla ben är inställda på samma höjd för att undvika att pallen vickar och är instabil.

3. UPPACKNING

Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar saknas eller är skadade och försök inte montera.

4. MONTERING

Produkten kommer färdigmonterad.

4.1 HÖJDINSTÄLLNING

Ta bort "e-clip" och skjut benet till önskad position.

Rikta in hålen och sätt tillbaka "e-klämman".

Upprepa för alla fyra benen.

Obs: Se till att golvytan är jämn och jämn för att undvika gungning.

Max brukarvikt



5. UNSDERHÅLL

Kontrollera att alla "e-clips" är korrekt isatta och att det inte finns några överdrivna rörelser.

Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på hylsornas skick. Eventuella misstänkta fel eller skador ska omedelbart rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk.

6. RENGÖRNING.

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukterna är lämpliga före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan permanent skada ytan och göra garantin ogiltig.

För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.

Låt produkten torka helt före användning/förvaring.

7. AVFALLSHANTERING

Produkten ska rengöras noggrant före kassering.

Produkten är tillverkad av metall och plast och kan kasseras genom lokala hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller genom lokala handelsavfallsinsamlingar.

8. GARANTI

EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period av 12 månader, från inköpsdatum, mot felaktiga material och utförande. Denna garanti täcker inte; missbruk, oaksamhet eller manipulering av någon del av produkten. Någon garanti utfärdad av EUFORIA AB gör det inte påverka dina lagstadgade rättigheter.