

Säkerhetsåtgärder

- Se till att alla fyra benen är inställda på samma höjd för att hindra gungning och instabilitet.
- Överskrid inte produktens maximala användarvikt, (190 kg).
- Försök inte klättra på stödet.
- Inte lämpligt för användning av barn.

Rengörning

- Rengör regelbundet med ett allmänt syfte, neutralt tvättmedel och varmt vatten. Kontrollera rengöringsprodukternas lämplighet före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller dukar eftersom dessa permanent kan skada ytan och ogiltigförklaras alla garantier. För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten. Låt produkten torka noggrant före användning/förvaring.

Care & Maintenance

Kontrollera att alla fixeringsklämmor sätts in korrekt och att det inte finns någon överdriven rörelse. Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, med särskild uppmärksamhet på villkoren för hylsor och e-klister. Eventuella misstänkta fel eller skador bör omedelbart rapporteras till leverantören och den produkt som tas ur användning.

Tillbehör / relaterade produkter

P11668 - Nuvo -plastbeslag - E -Clips X 4, Doppskor X 4, Slutpluggar X 4, Anti -skakkragar X 4

FAQ's

- Hur vet jag vilken höjd jag ska ställa in ramen på?

När användaren sitter på toaletten bör deras armbågar vila på toalettramens armstöd.