

Atlantic hygienstolar för tunga brukare

091167493 / 091167501

Atlantic hygienstolar är enkla att montera. Lyft ramdelen ur kartongen. Hjulen och fotplattan är redan förmonterade. Sätt ryggstödet på plats och fäst med de förmonterade skruvarna. Tryck fast det på ryggstödsramen. Tryck därefter fast sitsen och fäst armstöden på huvudramen. Läggs slutligen mjuksitsen på plats.



Fakta

	091167493	091167501
Bredd x längd	60 x 92 cm	65 x 92 cm
Understödsyta	55 x 64 cm	60 x 64 cm
Sitthöjd	50 cm	50 cm
Ryggplattan	27 x 49 cm	27 x 54 cm
Sittplattan	50 x 43 cm	55 x 43 cm
Avstånd mellan armstöden	57 cm	62 cm
Fri höjd med gejder	44 cm	44 cm
Sitsens håll	19 x 25 cm	19 x 25 cm
Intimuttaget	9 cm	9 cm
Passar dörröppningar på	80 cm	85 cm
Max brukarvikt	225 kg	225 kg

Heltäckande mjuk sits utan toalettåll och potta medföljer.



Atlantic hygienstolar har en stabil ram, tillverkad i stål med integrerat körhandtag. Armstöden har mjuk platta. De har fast höjd och kan fällas uppåt/bakåt eller tas av. Hjulen kan bromsas individuellt.

Ryggstödsramen har fast höjd och är avtagbar. Ryggstödsplattan är fast och tillverkad i skumplast. Avståndet mellan ryggstödet och sätet är 21 cm och ger ett bra utrymme bakåt för kroppens mjukdelar.

Sitsen har intimuttag. Avståndet mellan sittplattan och armstödens infästning i ramen är 3 cm i framkant och 7 cm i bakkant vilket ger extra utrymme åt sidan för kroppens mjukdelar.

Fotplattan kan fällas in under sitsen för att vara ur vägen när brukaren sätter sig eller reser sig från hygienstolen. Fotplattan har i utfällt läge fast höjd och vinkel.

De uppfällbara armstöden underlättar sidoförflyttning. Stolen är jämförelsevis låg vilket underlättar i- och urstigning för korta brukare. Körhandtaget är vinklat bort från ryggstödet.

Hygienstolarna går att rengöra med vanliga rengöringsmedel och i tvättkabinett för ytdesinfektion. Alla delar kan monteras isär utan verktyg.

