

Se till att dessa instruktioner är fullständigt lästa och förstådda före användning. Förvara på en säker plats för framtida referens.

**AA4650W – Tights ,
strumpbyxor
AA4654W – strumpor**



1.0 Avsedd användning

Hjälpmedlet är avsett att hjälpa personer med nedsatt förmåga att böja sig eller nå, att ta på sig strumpbyxor eller strumpor.

2.0 Säkerhetsföreskrifter

Lämna inte produkten på golvet, det kan utgöra en snubbelrisk.
Var försiktig så att du inte trasslar in i remmar när du använder hjälpmedlet.

3.0 Rengöring och skötsel

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten. Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.

4.0 Bruksanvisning

Att använda hjälpmedlet kräver ett visst mått av skicklighet.

1. Genom att knyta ihop banden blir de lättare att kontrollera hjälpmedlet.
2. Med tummarna innanför benet på strumpan, samla ihop tåpartiet.
3. Den gjutna strumpledaren (rännan) av polyeten måste vara "U"-formad för användning och inte platt. Kläm helt enkelt ihop rännan till en "U"-form samtidigt som du drar strumpan på den.
4. Se till att tåsektionen på strumpan är tät över den smala änden av rännan och att överskottet samlas upp och vilar i de två håligheterna på vardera sidan av rännan. Strumpans häl ska sitta under och inte vriden åt sidan.

5. Håll snöret i båda händerna på vardera sidan av benet; styr "rännan" på foten genom att:

a) placera tårna i ingången till "rännan" – kom ihåg att hålla knäna i rät vinkel.

b) håll fötterna stadigt på golvet.

c) placera din fot i tån på strumpan, samtidigt som du trycker nedåt och framåt med fotbollen. DRAG INTE I SNÖRET när du vickar in foten i tån på strumpan, annars får du inte tårna rätt in.

d. Lyft hälen från golvet, räta ut knät och peka på tårna. Dra i tejp alternativt med en snabb vickande rörelse, och strumpan dras upp i foten tills du kan nå den.

6. Upprepa för andra foten.

5.0 Produktgaranti

EUFORIA AB, garanterar denna produkt under en period av 12 månader från inköpsdatumet mot felaktiga material och utförande. Denna garanti täcker inte, missbruk, missbruk, störning eller manipulering av någon del av produkten. Eventuella garantier utfärdade av EUFORIA AB påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.