

Sittcykel för stol, rullstol och säng



Bruksanvisning

922141 Sittcykel fästes i benen på en stol eller rullstol. För användning i säng fästes de horisontella fäströret i sänggaveln.

Ställ in önskad benlängd till pedalerna. Drag fast med skruven på ovansidan. Längst fram på benlängdsdelen sitter inställningen för motståndet. Detta är steglöst från 0 - 6 kg. På pedalerna sitter tåfästen och hälhästen som låses med kardborre.

Sittcykeln kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.



Montera sittcykeln genom att fästa stödbenet i ramen. Sätt stödbenet så att hålen finns på baksidan. Drag fast stödbenet med den mindre skruv som medföljer.

På den bakre delen av benlängsdelelen förs fästesdelen på plats. Fästesdelen skall ligga horisontellt, rakt mellan t ex två stolsben. Lägg den lilla platta som medföljer på insidan av fästet. Drag fast fästdelen i benlängsdelen med den stora skruv som medföljer.

Sätt fästena på plats på den horisontella fästdelen. Sätt dom små plastskydden på ändarna av den horisontella fästdelen.

Fästena kan låsas i önskat läge med den mindre skruv som sitter på fästenas framsida. Lossa dom metallfästen som finns på fästenas baksida. Sätt stolens ben eller rullstolen på plats. Drag fast. Vid användning i säng görs samma fästning i sänggaveln. Nu är sittcykeln klar att användas.