


1. Egenskaper

Pedaltränare i pulverlackerad stålram. Den är utrustad med motståndsmekanism, fyra halkskydd och fotremmar. Vridknapp med ett brett utbud av motståndsjusteringar, vilket gör den lämplig för olika användargrupper. Den kan användas både vårdinrättningar och hemma som ett rehabiliterings- och personligt rekreativshjälpmedel.

Pedaltränarens olika delar:

- a. Pedaltränarben (2 st.)
- b. Pedalsträningsram (1 st.)
- c. Träningsmaskinens huvudmekanism (1 st.)
- d. Justeringsratt (1 st.)
- e. Skruva med muttrar typ A
- f. (längd 20 mm, 2 st.)
- g. Skruvar typ B (längd 10 mm, h. 4 st.)
- i. Skruvbrickor (6 st.)



2. Användning

Pedaltränaren är designad för patienter med kontraktur eller muskelatrofi orsakad av långvarig immobilisering på grund av ett gipsbandage eller operation, samt för patienter som behöver återställa motoriska funktioner och lära sig om det korrekta rörelsemönstret på grund av skador på neurologiska systemet. Det är möjligt att anpassa motionären till tillståndet för extremiteterna och till framstegen i rehabiliteringen på grund av motståndsjusterings.

3. Montering och justering

- Sätt in pedalbenet i ramen och skruva fast det med 2x typ skruvar (placera brickor i förväg). Skruva fast det andra pedalbenet på liknande sätt.
- **OBSERVERA:** dra inte åt skruvarna helt.
- När benen är monterade på ramen, tryck lätt ner ramen mot marken och dra åt alla 4 monteringskruvarna ordentligt. Detta gör att benen på pedaltränaren kan jämnas ut ordentligt.
- Placera huvudmekanismen på pedalträningsramen och fäst den med 2x skruvar och muttrar av A-typ (placera brickor i förväg).
- Skruva in justeringsvredet i huvudmekanismen.

Motståndsjustering

För att öka konditionen och förbättra muskelarbetet och öka muskelstyrkan, bör träningsintensiteten och/eller varaktigheten av träningen ökas gradvis.

- För att öka motståndet, vrid justeringsratten medurs.
- För att minska motståndet, vrid justeringsratten moturs.
- Vid övningar med låga slag ska justeringsratten skruvas loss helt, medan vid motståndsövningar ska justeringsratten dras åt till önskad belastning.

Användande

- Placera pedaltränaren på golvet och se till att halkskydden sitter stadigt på plats för att förhindra att pedaltränaren rör sig.
- Övningar ska utföras i sittande läge, pedaltränaren ska placeras exakt framför brukaren så att höftleden böjs i en vinkel på minst 90°.

- Placera fötterna på pedalerna och justera remmen till fotens omkrets, detta kommer att förhindra att foten glider av pedalen under träning.
- Ställ in motståndet med justeringsratten.

4. Teknisk data

Ram dimension	40 cm x 50 cm
Ramhöjd från golv	27 cm
Vikt	2,35 kg
Maxbelastning	120 kg
Färg	Svart

5. Notera

Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av pedaltränaren, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

6. Underhåll

Utför regelbundet underhåll av pedaltränarens tekniska skick:

- Det rekommenderas att rengöra pedaltränaren regelbundet med en mjuk trasa och tvålatten. Efter rengöring, torka pedaltränaren noggrant med en mjuk trasa.
- Använd inte starka polermedel för rengöring eftersom det kan skada skyddsbeläggningarna.
- Ta bort orenheter från rörliga delar av träningsapparaten fortlöpande.










7. Lagrings- och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etikett

	Referens nummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medical device
	Notera		Hänvisar till instruktioner
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		