

Pedaltränare



091125335 Pedaltränare är försedd med steglöst motstånd. Reglaget skruvas enkelt på plats med den skruv/ratt som medföljer. Reglaget sitter mitt på tränaren.

Pedalerna är försedda med fotclips. Storleken kan Du reglera på pedalernas högra sida.

Se till att pedaltränaren placeras på en stadig plan yta före användning. Använd vid behov en gummimatta för att minska halkrisken. Använd inte pedaltränaren i stående position.

Kontrollera regelbundet alla rörliga delar för tecken på slitage/skador.

Rengör med en torr trasa. Använd inte lösningsmedel.



Produkten följer
(EU) MDR 2017/745
och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.

