

- EN** DESIGNED TO RAISE THE HEIGHT OF EXISTING TOILET SEATS BY 5 CM. ENSURE TOILET SEAT HAS REMOVABLE FIXINGS AND REPLACE WITH THE PROVIDED FIXINGS - FIXINGS LESS THAN 10CM ARE NOT APPLICABLE FOR USE. IF USING WITH THE NOBI TOILET SEAT CONTINUE TO USE THE EXISTING FIXINGS. ENSURE FIXINGS ARE TIGHT BEFORE USE. AVOID OVERTIGHTENING FIXINGS TO ENSURE TOILET SEAT DOESN'T RIDE UP. PERIODICALLY CHECK FIXINGS FOR TIGHTNESS - ADJUST AS NECESSARY. ENSURE NON SLIP FEET ARE INSERTED BEFORE USE. CHECK FOR STABILITY BEFORE USE. IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER/OWNER TO CARRY OUT AN INITIAL AND REGULAR LOCAL RISK ASSESSMENTS.
- FR** CONÇU POUR ÉLÉVER LA HAUTEUR DES SIÈGES DE WC EXISTANTS DE 5 CM. ASSUREZ-VOUS QUE LE SIÈGE DE TOILETTE A DES FIXATIONS AMOVIBLES ET REMPLACEZ-LE PAR LES FIXATIONS FOURNIES - LES FIXATIONS DE MOINS DE 10 CM NE SONT PAS APPLICABLES À L'UTILISATION. EN CAS D'UTILISATION AVEC LE SIÈGE DE TOILETTE NOBI, CONTINUEZ À UTILISER LES FIXATIONS EXISTANTES. ASSUREZ-VOUS QUE LES FIXATIONS SONT SERRÉES AVANT L'UTILISATION. ÉVITEZ DE TROP SERRER LES FIXATIONS POUR VOUS ASSURER QUE LE SIÈGE DE TOILETTE NE MONTE PAS. VÉRIFIEZ PÉRIODIQUEMENT L'ÉTANCHÉITÉ DES FIXATIONS - RÉGLER SI NECESSAIRE. ASSUREZ-VOUS QUE LES PIEDS ANTIDÉRAPANTS SONT INSÉRÉS AVANT L'UTILISATION. VÉRIFIEZ LA STABILITÉ AVANT L'UTILISATION. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'UTILISATEUR / PROPRIÉTAIRE DE RÉALISER UNE ÉVALUATION INITIALE ET RÉGULIÈRE DES RISQUES LOCAUX.
- DE** ENTWICKELT WIRD DIESE DURCH DIE MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGEN. BEFESTIGUNGEN VON WENIGER ALS 10 CM SIND NICHT FÜR VERWENDUNG ANWENDBAR. BEI VERWENDUNG MIT DEM NOBI-TOILETTSITZ VERWENDEN SIE DIE BESTEHENDEN BEFESTIGUNGEN WEITER. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BEFESTIGUNGEN VOR DEM GEBRAUCH FEST SITZEN. VERMEIDEN SIE ZU FESTZIEHENDE BEFESTIGUNGEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER TOILETTSITZ NICHT HOCHFÄHRT. PRÜFEN SIE DIE BEFESTIGUNGEN REGELMÄßIG AUF DICHTHEIT - EINSTELLEN, WIE ERFORDERLICH. STELLEN SIE SICHER, DASS VOR DER VERWENDUNG KEINE RUTSCHFESTEN FÜßE EINGEFÜGT WERDEN. VOR DER VERWENDUNG DIE STABILITÄT PRÜFEN. ES IST DIE VERANTWORTUNG DES BENUTZERS / EIGENTÜMERS, EINE ERSTE UND REGELMÄSSIGE LOKALE RISIKOBEWERTUNG DURCHFÜHREN.
- IT** PROGETTATO PER ALZARE DI 5 CM L'ALTEZZA DEI SEDILI WC ESISTENTI. ASSICURARSI CHE IL SEDILE DEL WC SIA RIMOVIBILE E SOSTITUIRE CON I FISSAGGI FORNITI - I FISSAGGI INFERIORI A 10 CM NON SONO APPLICABILI PER L'USO. IN CASO DI UTILIZZO CON IL SEDILE WC NOBI CONTINUARE AD UTILIZZARE I FISSAGGI ESISTENTI. ASSICURARSI CHE I FISSAGGI SIANO STRETTI PRIMA DELL'USO. EVITARE FISSAGGI DI SERRAGGIO PER ASSICURARE CHE IL SEDILE DEL WC NON SI ALZI. CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA TENUTA DEI FISSAGGI - REGOLARE SE NECESSARIO. ASSICURARSI CHE I PIEDINI ANTISCIVOLO SIANO INSERITI PRIMA DELL'USO. CONTROLLARE LA STABILITÀ PRIMA DELL'USO. E RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE / PROPRIETARIO ESEGUIRE UNA VALUTAZIONE DEL RISCHIO LOCALE INIZIALE E REGOLARE.
- ES** DISEÑADO PARA AUMENTAR EN 5 CM LA ALTURA DE LOS ASIENTOS DE INODORO EXISTENTES. ASEGÚRESE DE QUE EL ASIENTO DEL INODORO TIENE SUJETADORES EXTRAIBLES Y SUSTITUYA POR LOS SUJETADORES SUMINISTRADOS - NO SE APLICAN FIJACIONES DE MENOS DE 10 CM. SI SE UTILIZA CON EL ASIENTO DE INODORO NOBI, CONTINUE UTILIZANDO LOS FIJADORES EXISTENTES. ASEGÚRESE DE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN APERTADAS ANTES DE SU USO. EVITE APERTAR EN EXCESO LAS FIJACIONES PARA ASEGURARSE DE QUE EL ASIENTO DEL INODORO NO SE SUBA. REVISE PERIÓDICAMENTE QUE LAS FIJACIONES ESTÉN APERTADAS - AJUSTE SEGÚN SEA NECESARIO. ASEGÚRESE DE COLOCAR PIES ANTIDESLIZANTES ANTES DE USARLO. COMPRUEBE LA ESTABILIDAD ANTES DE USAR. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO / PROPIETARIO REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL RIESGO LOCAL INICIAL Y REGULAR.
- NL** ONTWERPEN OM DE HOOGTE VAN BESTAANDE TOILETSTOLEN MET 5 CM TE VERHOGEN. ZORG ERVOOR DAT DE TOILETSET MEER/VERDIERBARE BEVESTIGINGEN HEEFT EN VERVANGEN DOOR DE MEEGELEVERDE BEVESTIGINGEN - BEVESTIGINGEN VAN MINDER DAN 10 CM ZIJN NIET VAN TOEPASSING. BIJ GEBRUIK MET DE NOBI-TOILETSTOEL, BLIJF DE BESTAANDE BEVESTIGINGEN GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE BEVESTIGINGEN STRAK ZIJN VOOR GEBRUIK. VERMID DE BEVESTIGINGSMIDDELEN TE VAST, OM TE ZORGEN DAT DE TOILETSTOEL NIET OMHOOG RIDDT. CONTROLEER DE BEVESTIGINGEN PERIODIEK OP DICHTHEID - PAS AAN ALS NODIG IS. ZORG ERVOOR DAT ANTI-SLIPVOETEN ZIJN INGESCHAKELD VOOR GEBRUIK. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OP STABILITEIT. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER / EIGENAAR OM EEN EERSTE EN REGELMATIGE LOKALE RISICOBEORDELING UIT TE VOEREN.
- PT** PROJETOADO PARA AUMENTAR A ALTURA DE ASSENTOS DE BANHEIRO EXISTENTES EM 5 CM. CERTIFIQUE-SE DE QUE O ASSENTO DO TOALHEIRO TEM FIXAÇÕES REMOVÍVEIS E SUBSTITUA COM AS FIXAÇÕES FORNECIDAS - FIXAS MENORES DE 10 CM NÃO SÃO APLICÁVEIS PARA O USO. SE USAR COM A BANHEIRA NOBI, CONTINUE A USAR AS FIXAÇÕES EXISTENTES. ASEGURE-SE DE QUE AS FIXAÇÕES ESTÃO APERTADAS ANTES DO USO. EVITE FIXAÇÕES DE APERTO EXCESSIVO PARA GARANTIR QUE O ASSENTO DA BANHEIRA NÃO SUBA. VERIFIQUE PERIÓDICAMENTE AS FIXAÇÕES DE APERTO - AJUSTE CONFORME NECESSÁRIO. ASEGURE-SE DE QUE OS PÉS NÃO DESLIZANTES ESTEJAM INSERIDOS ANTES DO USO. VERIFIQUE A ESTABILIDADE ANTES DO USO. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO / PROPRIETÁRIO REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DE RISCO LOCAL INICIAL E REGULAR.
- DK** DESIGNET TIL AT HÆVE HØJDEN AF EKISTERENDE TOILETSEDER EFTER 5 CM. SIKKER, AT TOILETSEDET HAR AFTAGELIGE BESLAG OG UDSKIFTES MED DE LEVEREDE BESLAG - BESLAG, DER ER MINDRE END 10 CM, KAN IKKE ANVENDES. HVIS DU BRUGER MED NOBI-TOILET-SEDET, FORTSÆT MED AT BRUGE DE EKISTERENDE INSTALLATIONER. SØRG FOR, AT FASTGØRELSER ER TÆT INDEN BRUG. UNDGÅ OVERTÆTTEDE INSTALLATIONER FOR AT SIKRE TOILETSEDE RIDER IKKE OP. PERIODISK KONTROLLER INSTALLATIONER FOR TÆTTHED - JUSTER NØDVENDIGT. SØRG FOR, AT SKRISIKKER FØDDER ER INDSAT INDEN BRUG. KONTROLLER FOR STABILITET FØR BRUG. DET ER BRUGERENS / EIERENS ANSVAR AT UTFØRE EN INDELØBENDE OG REGELMÆSSIG LOKAL RISIKOVURDERING.
- SV** DESIGNAD FÖR ATT HÖJA HÖJDEN PÅ BEFINTLIGA TOALETTSITJÄR MED 5 CM. SÄKERSTÄLLER TOALETTSÄTTNINGEN HAR AVLÖSBAR INSTÄLLNINGAR OCH BYTT MED DEN MEDFÖRANDE INSTÄLLNINGAR - INSTÄLLNINGAR MINDRE AN 10 CM ÄR INTE TILLÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING. OM DU ANVÄNDER MED NOBI-TOALETTSÄTTEN FORTSÄTT ATT ANVÄNDA DE BEFINTLIGA FÄSTEN. KONTROLLERA ATT FÄSTEN ÄR TÄTT FÖRE ANVÄNDNING. UNDVIK ÖVERTÄTTANDE INSTÄLLNINGAR FÖR ATT SÄKRA TOALETTSÄTT RIDAR INTE UPP. KONTROLLERA INSTÄLLNINGAR PERIODISKT FÖR TÄTTHET - JUSTERA SOM NÖDVÄNDIGT. SÄKERFÖR INGEN SLIPFÖTTER INSATS FÖR ANVÄNDNING. KONTROLLERA FÖR STABILITET FÖR ANVÄNDNING. DET ÄR ANVÄNDARENS / ÄGARENS ANSVAR ATT UTFÖRA EN INLÅNGANDE OCH REGELBAR LOKAL RISIKOBEDÖMNING.
- NO** DESIGNET FOR Å HEVE HØYDEN PÅ EKISTERENDE TOALETTSITJOLER INNEN 5 CM. SIKKER TILLEGGSSETTET HAR UTBYTTELIGE FESTER OG ERSTÅTT MED DE LEVEREDE FESTENE - FESTINGER MINDRE ENN 10 CM ER IKKE GJELDENDE FOR BRUK. HVIS DU BRUKER MED NOBI-TOALETTSETTET, FORTSETT Å BRUKE DE BESTÅENDE INSTALLASJONENE. SIKKER FESTENE ER TETTE FØR BRUK. UNNGÅ OVERTJETTENDE INSTALLASJONER FOR Å SIKRE TOALETSETTEN RIDER IKKE OPP. PERIODISK KONTROLLER INSTALLASJONER FOR TETTET - JUSTER SOM NØDVENDIG. SIKRING AT INGEN SLIPFØTTER ER INNFØRT FØR BRUK. KONTROLLER FOR STABILITET FØR BRUK. DET ER ANSVARET FOR BRUKEREN / EIEREN Å UTFØRE EN INTELL OG REGELMESSIG LOKAL RISIKOVURDERING.
- FI** DESIGNAD FÖR ATT HÖJA HÖJDEN PÅ BEFINTLIGA TOALETTSITJÄR MED 5 CM. SÄKERSTÄLLER TOALETTSÄTTNINGEN HAR AVLÖSBAR INSTÄLLNINGAR OCH BYTT MED DEN MEDFÖRANDE INSTÄLLNINGAR - INSTÄLLNINGAR MINDRE AN 10 CM ÄR INTE TILLÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING. OM DU ANVÄNDER MED NOBI-TOALETTSÄTTEN FORTSÄTT ATT ANVÄNDA DE BEFINTLIGA FÄSTEN. KONTROLLERA ATT FÄSTEN ÄR TÄTT FÖRE ANVÄNDNING. UNDVIK ÖVERTÄTTANDE INSTÄLLNINGAR FÖR ATT SÄKRA TOALETTSÄTT RIDAR INTE UPP. KONTROLLERA INSTÄLLNINGAR PERIODISKT FÖR TÄTTHET - JUSTERA SOM NÖDVÄNDIGT. SÄKERFÖR INGEN SLIPFÖTTER INSATS FÖR ANVÄNDNING. KONTROLLERA FÖR STABILITET FÖR ANVÄNDNING. DET ÄR ANVÄNDARENS / ÄGARENS ANSVAR ATT UTFÖRA EN INLÅNGANDE OCH REGELBAR LOKAL RISIKOBEDÖMNING.
- EL** ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΎψΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΑΛΙΝΩΝ ΑΠΟ 5 CM. ΔΙΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΙΝΩΝ ΔΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΕΝΕΣ ΣΤΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΛΛΑ ΟΛΕΜΑΣΣΑ ΟΛΕΙΑ WC-ΙΣΤΙΜΙΑ. ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ Η WC-ΙΣΤΙΜΕΣΣΑ ΟΝ ΙΡΡΟΤΕΤΤΑΒΑΤ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ ΖΑ ΒΑΗΝΔΑ ΤΑΡΖΟΥΚΣΤ - ΒΑΗΕΜΜΑΝ ΚΥΗΝ 10 CM. Ν ΚΙΝΝΥΤΕΤΤΑ ΕΙ ΚΑΥΤΑ ΚΑΥΤΩΟΝ. ΖΟΣ ΚΑΥΤΕΤΑΑΝ ΝΟΒΙ-WC-ΙΣΤΙΜΕΝ ΚΑΝΣΣΑ, ΖΑΤΚΑ ΚΑΥΤΩΟΝ ΟΛΕΜΑΣΣΑ ΟΛΕΙΑ ΚΙΝΝΥΤΕΤΤΑ. ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ ΟΥΑΤ ΤΥΚΑΤ ΕΝΝΕΝ ΚΑΥΤΩΟ. ΒΑΛΤΑ ΥΛΙΚΙΡΙΣΤΑΒΑΤ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ WC-ΙΣΤΙΜΕΝ ΕΙ ΑΖΑΑ. ΤΑΡΚΙΣΤΑ ΑΖΑΝΑΚΑΙΣΕΣΤΙ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ - ΣΑΑΔΑ ΤΑΡΡΕΕΝ. ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ ΛΥΚΚΜΑΤΤΟΜΑΤ ΖΑΛΚΑΤ ΟΝ ΠΑΛΛΕ ΕΝΝΕΝ ΚΑΥΤΩΟ. ΤΑΡΚΙΣΤΑ ΣΤΑΒΙΛΙΣΤΥΣ ΕΝΝΕΝ ΚΑΥΤΩΟ. ΚΑΥΤΑΤΑΖΑΝ / ΟΜΙΣΤΑΖΑΝ ΒΑΣΤΥΥ ΤΕΕ ΑΛΚΥΡΕΑΙΣΕΤ ΖΑ ΣΑΑΝΝΟΛΙΣΕΤ ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΡΙΣΚΙΕΝ ΑΡΒΙΟΝΝΙΤ.
- EL** ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΎψΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΑΛΙΝΩΝ ΑΠΟ 5 CM. ΔΙΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥΑΛΙΝΩΝ ΔΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΣΙΜΕΝΕΣ ΣΤΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΛΛΑ ΟΛΕΜΑΣΣΑ ΟΛΕΙΑ WC-ΙΣΤΙΜΙΑ. ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ Η WC-ΙΣΤΙΜΕΣΣΑ ΟΝ ΙΡΡΟΤΕΤΤΑΒΑΤ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ ΖΑ ΒΑΗΝΔΑ ΤΑΡΖΟΥΚΣΤ - ΒΑΗΕΜΜΑΝ ΚΥΗΝ 10 CM. Ν ΚΙΝΝΥΤΕΤΤΑ ΕΙ ΚΑΥΤΑ ΚΑΥΤΩΟΝ. ΖΟΣ ΚΑΥΤΕΤΑΑΝ ΝΟΒΙ-WC-ΙΣΤΙΜΕΝ ΚΑΝΣΣΑ, ΖΑΤΚΑ ΚΑΥΤΩΟΝ ΟΛΕΜΑΣΣΑ ΟΛΕΙΑ ΚΙΝΝΥΤΕΤΤΑ. ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ ΟΥΑΤ ΤΥΚΑΤ ΕΝΝΕΝ ΚΑΥΤΩΟ. ΒΑΛΤΑ ΥΛΙΚΙΡΙΣΤΑΒΑΤ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ WC-ΙΣΤΙΜΕΝ ΕΙ ΑΖΑΑ. ΤΑΡΚΙΣΤΑ ΑΖΑΝΑΚΑΙΣΕΣΤΙ ΚΙΝΝΥΤΥΚΣΤ - ΣΑΑΔΑ ΤΑΡΡΕΕΝ. ΒΑΡΜΙΣΤΑ, ΕΤΤΑ ΛΥΚΚΜΑΤΤΟΜΑΤ ΖΑΛΚΑΤ ΟΝ ΠΑΛΛΕ ΕΝΝΕΝ ΚΑΥΤΩΟ. ΤΑΡΚΙΣΤΑ ΣΤΑΒΙΛΙΣΤΥΣ ΕΝΝΕΝ ΚΑΥΤΩΟ. ΚΑΥΤΑΤΑΖΑΝ / ΟΜΙΣΤΑΖΑΝ ΒΑΣΤΥΥ ΤΕΕ ΑΛΚΥΡΕΑΙΣΕΤ ΖΑ ΣΑΑΝΝΟΛΙΣΕΤ ΠΑΙΚΑΛΙΣΕΤ ΡΙΣΚΙΕΝ ΑΡΒΙΟΝΝΙΤ.



PRIMA® LIFT

TOILET SEAT RAISER


Welcome to your new Gordon Ellis product.
 We hope that it proves a useful aid in your daily life.

SEE INSIDE AND REVERSE FOR FITTING INSTRUCTIONS
 AVAILABLE IN THE FOLLOWING LANGUAGES:
 EN FR DE IT ES NL PT DK SV NO FI EL

MAXIMUM USER WEIGHT	POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	PESO MASSIMO SOPPORTATO
MAXIMUMGEWICHT VAN GEBRUIKER	PESO MÁXIMO DE USO
HÖGSTA ANVÄNDARVIKT	MAKS. BRUGERVÆGT
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΠΙΟ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	MAKSIMUM BRUKERVEKT
	SUURIN KÄYTTÖPAINO

ANY SERIOUS ACCIDENT OCCURRING THROUGH USE SHOULD BE REPORTED TO THE MANUFACTURER - CONTACT DETAILS BELOW

Your PRIMA® LIFT was specifically developed by our UK Design Team to make toileting as simple as possible, and with the intention of compensating for an injury, or overcoming a temporary or permanent disability. Hopefully making daily living that little bit easier.



CLEANING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
INSTRUCCIONES DE LIMPEZA
RENGÖRINGSINSTRUKSJONER

INSTRUKSIONES DE NETTOYAGE
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
PUHDISTUSOHJEET

REINIGUNGSANWEISUNGEN
SCHOONMAAK INSTRUCTIES
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


EN WIPE DOWN WITH A NON-ABRASIVE CLOTH AND SOAPY WATER.
FR ESSUYEZ AVEC UN CHIFFON NON ABRASIF ET DE L'EAU SAVONNEUSE.
DE MIT EINEM NICHT SCHEURENDEN TUCH UND SEIFENWASSER ABWISCHEN.
IT PULIRE CON UN PANNINO NON ABRASIVO E ACQUA SAPONOSA. I
ES LIMPIELO CON UN PAÑO NO ABRASIVO Y AGUA CON JABÓN.
NL AFWENEM MET EEN NIET-SCHURENDE DOEK EN ZEEPACHTIG WATER.
PT RETIRAR COM PANNO NÃO ABRASIVO E ÁGUA COM SABÃO.
DK AFTØRRES MED EN IKKE-SLIPENDE KLUD OG SÆBEVAND.
SV TORKA AV MED EN IKKE-SLIPANDE TRASA OCH TVÅLVATTEN.
NO TØRK AV MED EN IKKE-SLIPENDE KLUT OG SÅPEVANN.
FI PYYHI HANKAAMATTOMALLA LIINALLA JA SAIPPUAVEDELLÄ.
EL ΣΚΟΥΡΙΖΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΗ ΑΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΙ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΕΠΟ.

PH 5 - 9

i For use with existing toilet seats: A → B



Tools supplied: Parts supplied:

Parts needed:




i For use with Nobi toilet seats: A → C

Parts supplied: Parts needed: Part No. 62450/ 62455



B1
OR
C1

B



C

