

BRUKSANVISNING

Hopfällbart statiskt gåstativ

Produktkod: HUGO

Timago

1. Utförande

Det hopfällbara statiska gåstativet består av en förstärkt ram av anodiserat aluminium. Det har en bred stödyta och gummihandtagen ger god stabilitet och komfort. Stativets höjd kan anpassas till användarens längd tack vare de justerbara benen. Doppskor i gummi hindrar stativet från att glida. När stativet är hopvikt tar det liten plats, vilket gör det lätt att förvara och transportera.

Gåstativets delar:



- 1 handtag
- 2 klämma för hopfällning av ramen
- 3 höjdjustering
- 4 halkskydd av gummi

2. Användning

Statiskt gåstativ är ett hjälpmedel som är avsett för personer från nedsatt rörelseförmåga som behöver stabilt stöd när de går. Det rekommenderas även till äldre som ett hjälpmedel för att hålla balansen, förbättra bekvämligheten vid gång och för att förhindra fall. Användningen av ett gåstativ bidrar även till återupptagandet av aktivitet hos personer med benbesvär som har problem med förflyttning eller upprätt hållning.

3. Montering

Uppfällning och ihopfällning av gästativet

- För att fälla ut stativet, vik ut sidorna så långt det går tills de låser sig på plats.
- För att vika ihop stativet, tryck in plastdelen i mitten av tvärstången och vik sidorna inåt.

Höjdjustering

- Höjden ska ställas in så att användaren, när han eller hon stödjer sig på handtagen, står så upprätt som hans eller hennes hälsa tillåter, med armarna i viloposition och armbågarna lätt böjda. Vi rekommenderar inte att lägga hela sin kroppsvikt på gästativet.
- För att justera benen i höjd, tryck in metallstiftet, välj önskad höjd och lås sedan rören på plats. Benen kan justeras i steg om 2,5 cm.

Observera! Alla ben måste sitta på samma nivå.

4. Teknisk specifikation

Totalbredd	50 cm
Total längd	56 cm
Höjdjustering	78-95,5 cm
Vikt	2,6 kg
Maxlast	136 kg
Ramens färg	silver

5. Anmärkningar och rekommendationer

Timago International Group ska inte hållas ansvarigt för olämplig användning av gästativet, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter eller användning för annat ändamål än det avsedda.

6. Underhåll

Inspektion

Kontrollera regelbundet alla delar av produkten, inklusive:

- skick på låsstiften, klämmorna och gångjärnen.
- ramens stabilitet och utseende.
- skick på rören (för sprickor).

Rengöring

- Rengör stativramen med en fuktig trasa med endast vatten och milda hygiencertifierade rengöringsmedel, torka av efter varje användning.
- Använd inte slipande polermedel, starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel för rengöring (risk för skador på ramen, synliga defekter, och därmed förlust av garantirättigheter).
- Avlägsna löpande smuts från gästativets rörliga delar (gångjärn, spännskruvar, lås).

7. Lagrings och transportförhållanden

Utsätt inte produkten för direkt solljus, vatten eller fukt.

8. Garantiinformation

Produkten omfattas av en garanti enligt villkoren i garantikortet. Spara inköpsbeviset (kvitto eller faktura) för garantiändamål.

9. Märkning

	Referensnummer		Tillverkare
	Serienummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Observera		Läs bruksanvisningen
	Tillverkaren har bedömt överensstämmelsen med de väsentliga kraven för medicintekniska produkter.		

Hela sortimentet hittar du hos våra återförsäljare.

Läs mer på **www.timago.com**

Tack för att du valt Timago!



Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



03/2025 (II)