



Livscykelokumentation

För Parnell Premier • Parnell Premier Plus • Parnell Premier Platinum
Artikelnummer 091172550 • 091324490 • 091555077

Livscykeltiden för Parnells Uppresningsstöd är 8 år under förutsättning att följande åtgärder görs under användning.

Hos brukaren ska Parnell rengöras regelbundet med vanliga rengöringsmedel och ytdesinficeras med ytdesinfektion på 45 vol%.

Vid rekonditionering på hjälpmedelscentral kan Parnell rengöras i tvättkabinett med vattentemperatur 60 grader. Den kan torkas i ånga med max 65 grader och ytdesinficeras med ytdesinfektion på 45% vol%. Vid behov byts förslitningsdelarna enligt reserdelsschemat.

Livscykelokumentationen gäller följande artiklar:



Parnell Premier,
Art. Nr 091172550
Max brukarvikt 112 kg



Parnell Premier Plus
Art. Nr 091324490
Max brukarvikt 165 kg



Parnell Premier Platinum,
Art. Nr 091555077
Max brukarvikt 200 kg