



Mobi-tools glidbräda för förflyttning från säng till rullstol, stol, fätölj eller vice versa. Minskar avsevärt den ansträngning från en hjälpande person och ökar säkerheten tack vare sin solida konstruktion. Den här versionen inkluderar två längsgående böjningsguider som låter dig modifiera brädformerna för att göra den mer ergonomisk och säker.

Ett eller två handtag för ett bättre grepp och en säkrare förflyttning. Tillverkad av robust och lätt material, med en slät ovansida och en halkskyddsytta på undersidan.

## GLIDBRÄDA 60 x 33 cm, 68 x 33 cm, 75 x 33 cm

### EGENSKAPER



Röntgengenomsiktig och MRI säker



Halvstyvt slitstarkt och glatt material



Anti-slip tejp på undersidan för bättre grepp



Vikbara kanter för att passa alla ytor  
TMG6405, TMG6410

### SPECIFIKATIONER

#### MODELLER - STORLEKAR

Ref.	Measures (cm)	Height (mm)	Handtag
TMG6405	68 x 33	6	1
TMG6410	75 x 33	6	2
TMG6400	60 x 33	5	2



**ANVÄNDNING** Förflyttning av sittande användare mellan olika ytor, lägen (säng, stol, soffa, rullstol, toalett, bil...)

BAS UDI-DI: 843603535TMGMQ

#### FÄRG

- Blå
- Grå tape

#### SAMMANSÄTTNING

Polyethylene  
LATEXFRI

#### NOTERA

- Max användarvikt 135 KG.

#### RENGÖRING

- Rengör med fuktig trasa och mild tvål eller ytdesinfektionsmedel.



Produkten följer (EU) MDR 2017/745 och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.