


# mobi-tools

**MEDICARE  
SYSTEM**



[www.safemobilization.com](http://www.safemobilization.com)




## Glidbräda vikbar kant TMG6410 75x33 cm

Glidbräda för att flytta från säng till rullstol, stol, fätölj etc.. Tillverkad av robust och lätt material, med halkig ovansida och antihalk-yta på undersidan. Med två långsgående spår kan man modifiera formen på brädan för att göra det mer ergonomiskt och säker när kanten viks upp skyddar den mot rullstolens hjul så det lätt går att glida förbi. Vikningen ger även brädan en styvhet och stadga vid förflyttningen. Denna Glidbräda passar utmärkt för att ta sig in och ur en bil.

Max brukarvikt 135 kg.

Rengör med fuktig trasa och mildt rengöringsmedel eller ytdesinfektionsmedel.

RÅD: För att underlätta förflyttning rekommenderas det att använda bälten TMT6512.



Produkten följer  
(EU) MDR 2017/745  
och 2007/47/EG för  
medicintekniska produkter.

EUFORIA AB • Artillerigatan 89 • 115 30 STOCKHOLM  
Tel 08-591 292 50, 070-752 02 28 • [info@euforia.se](mailto:info@euforia.se) •  
[www.euforia.se](http://www.euforia.se)

# mobi-tools

TMG6410

