

Rolyan Rullstolsbord



Montering av Rolyan Rullstolsbord

Rolyan rullstolsbord passar på alla rullstolar med ett längre helt armstöd. På undersidan av bordsskivan sitter ett fäste. För in detta fäste över armstödet och dra fast bordet med de vingmuttrar som medföljer. Bordet kan vikas över armstödet. Det hänger då på armstödet utvändigt. Borden finns för vänster eller höger sida. Rolyan Rullstolsbord kan sitta kvar på rullstolen när man går i och ur.