

Devon Elite golvmonterat stödhandtag med ställbar höjd



Användaranvisning

Devon Elite golvmonterat stödhandtag monteras i golvet. Den ovala handtagsformen ger ett bra grepp. Fjäderstyrningen gör att handtaget lätt kan fällas framåt/nedåt. Höjden är ställbar 62,5 cm - 98,5 cm. Fästplattan är 32 cm x 22 cm. För att starta fjäderstyrningen lyfts handtaget något i uppfällt läge. I nedfällt läge trycks handtaget mot fästet och lyfts något. Då startar fjäderstyrningen. Handtagets bredd är 5 cm och djupet är 2,5 cm. Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.

Stödhandtaget bör monteras av fackman. Handtagets alla fästpunkter bör användas. Stödhandtaget kan monteras i uppfällt läge. Det kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

091173533

Längd 55 cm

091173160

Längd 69 cm