



Toa/Duschstol för tunga brukare



Användaranvisning

091309996 Toa/Duschstol för tunga brukare är tillverkad i stål. Säte, armstöd och ryggstöd är mjuka. Det mjuka materialet är i PU-skum. Armstöden kan svängas åt sidan och tas av. Körhandtagen har ställbar höjd. Fotplattorna har ställbar höjd, kan föras åt sidan och tas av. Fotplattorna kan vinklas uppåt. Hjulen bromsas separat och är 12,5 cm i diameter. Pottan kan sättas på plats från två håll, den har lock och två handtag. Toa/Duschstolen kan rengöras med vanliga rengöringsmedel. Max brukarvikt 254 kg.

Vid leverans sätts körhandtag och fotstöd på plats. Ställ in önskad höjd. på körhandtagen. Om så önskas sätt pottan på plats.

Körhandtagens ställbara höjd 82 - 97cm. Sitthöjd 49,5 cm. Avstånd till pottans fäste 46,5 cm. Sittbredd 63,5 cm. Sittdjup 46 cm. Totalbredd 77,5 cm. Ryggstödsplattan är 54 cm bred och 36 cm hög. Avstånd mellan säte och ryggstöd 31 cm. Ryggstödet totalhöjd 67 cm.