

BADBRÄDA MED MJUKT SÄTE



Bruksanvisning

AA1050 och AA1053 är en badbräda med mjukt säte. Badbrädan placeras mellan badkarets kanter

När Du öppnat förpackningen lossar Du de två vingmuttrar som är fästa på badbrädans undersida. För konsollerna så långt ut att de ligger emot badkarets insida. Drag nu fast konsollerna med vingmuttrarna.

Badbrädan kan rengöras med vanliga rengöringsmedel.

Max brukarvikt 127 kg.

AA1050	Längd	67 cm	Bredd	24 cm
AA1053	Längd	73 cm	Bredd	24 cm