

Rekommenderad användning:

Trombos, svullnad och trötthetskänsla i benen. Även lämplig som resestrumpa eller efter operation för att minska svullnad.

Praktiska tips:

Ta på strumpan direkt på morgonen innan benet hunnit svullna.
Undvik vassa naglar eller skarpa föremål som kan skada strumpan.
Använd med fördel gummihandskar.
Vid behov kan en glidsocka underlätta påtagningen.

Skötsel:

Strumpans livslängd och funktion förbättras om strumpan tvättas efter varje användning.
Rekommenderad tvätt temperatur är 40 grader C. (max 60).

Utförande:

Medicinsk kompressionsstödstrumpa med graderat tryck ca. 21 mm Hg vid ankeln.

Materialinnehåll:

65% Bomull, 22% Polyamid, 13 % Elastan (Latexfri)

Storlek: (instickad färgad tråd strumpans tådel)

	<i>Färgmärkning</i>	<i>Ankel (cB)</i>	<i>Vad (cC)</i>
1	Grön	18-20	(30) 34-42
2	Röd	20-22	(32,5) 37-43
3	Blå	22-24	(33,5) 38-44
4	Gul	24-26	(35) 40-46
5	Rosa	26-28	(36,5) 42-48
6	Brun	28-31	(38) 44-50

() = min 70 % av 16 mmHg vid ankel

Juzo Scandinavia AB

Tegelängsgatn 13
60228 Norrköping
Sverige
info@juzo.se
www.juzo.se