


GenuTrain® A3

Aktiverar och stabiliserar vid komplexa knäbesvär, t ex gonartros



Patellapelott med friktionszoner



Integrerat reglerband för stabilisering av patella



Töjningszon vid underbenet



Silikon

INDIKATIONER

- Gonartros och artrit, kroniska, posttraumatiska och postoperativa irritationstillstånd, slappa ligament och tendomyopati
- Knäsmärta vid funktionell instabilitet på grund av muskulära obalanser
- Recidiverande vätskeutgjutning i leden
- Förebygga / förhindra recidiv
- Lateralisering av patella

FÖRDELAR OCH VERKNINGSSÄTT

- Lindrar smärta tack vare den riktade effekten från de anatomiskt formade pelotterna med friktionszoner
- Aktiverar den ledstabiliserande muskulaturen och förbättrar koordinationen genom att stimulera mekanosensorer i huden och i övergången mellan muskel och sena
- Påskyndar läkningen vid komplexa knäbesvär tack vare tryckvariationsmassage i rörelsen, vilket främjar avledningen av ödemvätska och resorptionen av vätskeutgjutningar
- Underlättar på- och avtagningen av stödförbandet tack vare en unik töjningszon vid underbenet
- Maximal komfort tack vare tryckminimerande kantområden, extra mjuk zon i knävecket och fuktreglerande egenskaper hos det stickade materialet

BAUERFEIND PLUS

- + Enkel användning
- + Hudvänligt material som andas
- + Stickat material
- + Komfortzon
- + Digital mätning

BESTÄLLNINGSSALTERNATIV

Färger: natur, titan

Utföranden: höger sida, vänster sida

BEVISAD EFFEKT I STUDIE^Δ


- Smärtfri gång: **Förlängd sträcka utan smärta**, 2,4 gånger så lång

STORLEK	1	2	3	4	5	6	ARTIKELNR
Omkrets upptill (cm)	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	110 4125 10*0 +0°
Omkrets nedtill (cm)	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	

* = Färg (1) natur, (8) titan

+ = Utförande (6) höger sida, (7) vänster sida

° = Storlek (1-6)



Ⓐ 14 cm Ⓑ 12 cm

^Δ Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

experts.bauerfeind.com/genutrain-a3