

AA2636 Urinalflaska för kvinnor 1000ml

Återanvändbar urinalpanna av plast för kvinnor för användning inom omvårdnad, rehabilitering, äldreomsorg, samhällsomsorg och personligt bruk i hemmet



Produktfördelar

- För kvinnor.
- Lätt, stark och hållbar.
- Säker monteringspropp för att förhindra läckor och spill.
- Pip för enkel tömning och rengöring.
- Endast för handtvätt.
- Släta materialytor säkerställer enkel användning och enkel rengöring.

Produktspecifikation

- Urinal flaska för kvinor - 1000ml
- Förpackningsstorlek 20
- Registrerad som en klass 1 medicinsk hjälpmedel (MDR/CE-märkt)

Användning

- Endast för kvinnor.
- För användning i sittande läge.
- Se till att pluggen sitter ordentligt på plats före användning.
- Ta bort propp för att tömma.
- Töm efter varje användning.

Rengörning

- Produkten bör tvättas före första användningen.
- Tvätta i varmt vatten med rengöringsmedel och desinfektionsmedel och låt torka naturligt.
- Tvätta omedelbart efter användning - använd varmt vatten med tvätt- och desinfektionsmedel.
- Produkten är designade för upprepad användning - garanterat för 1000 tvättar.
- Skurning och slipande rengöringsmedel kommer att minska produktens prestanda.

Förvarning

- Denna produkt har en hållbarhet på 36 månader från tillverkningsdatum förutsatt att de rekommenderade lagringsförhållandena följs.
- Produkten ska förvaras i sin primära förpackning, från golvet på en pall eller hylla, och i ett rent torrt ventilerat rum vid en temperatur på 4 °C - 25 °C.